Отчет по Лабороторной работе Вакуум

Мамнтов Владислав Группа БФЗ201

18 декабря 2021 г.

Содержание

Оборудование			
Задача 1			
Теория	 		
Ход работы и измерения	 		
Задача 2			
Задача 3			
Теория	 		
Ход работы и измерения	 		

Оборудование

Откачной пост с турбомолекулярным насосом, преобразователи манометрические ПМТ-2 и ПМИ-2, вакуумметры ВИТ, емкостные вакуумметры и вакуумметры Пирани, вакуумная арматура.

Задача 1

Теория

$$Q = pS = -\frac{dpV}{dt} = -V\frac{dp}{dt}$$

$$-V\frac{dp}{p} = Sdt$$

$$-Vln(\frac{p}{p_0}) = S(t - t_0)$$

$$S = \frac{-Vln(\frac{p}{p_0})}{t - t_0}$$
(1)

Ход работы и измерения

Подключим датчики давления расчитаные на разные диапазоны к откачиваемому объему.




Рис. 1: Три датчика давления




Рис. 2: Два ПМИ-ПМТ датчика

Построим график преобразовав наши данне по формуле (1):




Рис. 3: Логарифм давления от времени

Возьмем производную, и построим график производительности насоса:




Рис. 4: Производительность

Задача 2

Откачаем воздух из камеры и отсоединим от насоса. Снимим зависимость давления от времени. Затекание воздуха ожидается логарифмическое.




Рис. 5: Затекание воздуха

За время наблюдения 400 секунд, разность давлений изменилась в 0,999 раз. Следовательно характерное время выравнивания давления равно $log_{0.999}(0,37) = 999, 4t = 4,6$ суток, $1/c \approx 5000c/m^3$

Задача 3

Теория

$$C = \frac{q_{pV}}{\Delta p} = \frac{305r^3}{l} \sqrt{\frac{T}{M}}$$

Ход работы и измерения

Соединим две камеры капиляром: одну с низким давлением, вторую с атмосферным. будем снимать давление по обе стороны от капиляра, и соответственно найдем проводимость капиляра.

$$1/c_t = 8Mc/m^3$$




Рис. 6: Молекулярное вытекание

Проводимость из графика:

$$1/c = 7.14Mc/m^3$$

Значение проводимости получилось меньше, возможно из-за неровностей внутри капиляра, его изгибов, и неточности измерения радиуса.